

Արտաքին դրենաժի խնամքի վերաբերյալ տեղեկատվական թերթիկ

Արտաքին խոլանգիոդրենաժի ամենօրյա խնամք

Անհրաժեշտ պարագաներ.

- Բժշկան ձեռնոց (ոչ ստերիլ)
- Բետադինի լուծույթ
- Մանրէազերծ թանուխ (стерильная салфетка)
- Կպչուն ժապավեն



Արտաքին դրենաժի խնամքի վերաբերյալ տեղեկատվական թերթիկ

Դրենաժի ամենօրյա վիրակապուղուն

Առավոտյան կամ երեկոյան ժամերին օրական մեկ անգամ կատարել **դրենաժի շրջակայքի մշակում և փոխել վիրակապը:**

Հազնել ձեռնոցները, վիրակապը հեռացնել, որից հետո դրենաժի շրջակայքը (ընդհուպ մաշկի մուտքի մոտ) կրկնակի մշակել բետադինի լուծույթով, որից հետո տեղադրել մանրէապերժ թանուխիճը (**стерильная салфетка**) 1 կամ 2 շերտով: Այնուհետև թանուխիճը մաշկին պետք է ամրացնել կպչուն ժապավենով:

Եթե դրենաժի մուտքի շրջանում նկատվում է **մաշկի կարմրություն** ապա վիրակապության վերջում պետք է տվյալ կարմրած հատվածը պատել լեվոմեկոլի քսուլոլ (**Левомеколь мазь**), մինչև անցնի կարմրությունը:

Արտաքին դրենաժի խնամքի վերաբերյալ տեղեկատվական թերթիկ

Ապահովել դրենաժի անցանելիությունը դեպի ամրացված պարկ (**приемник**), չքաշել, չծալել խողանգիողդրենաժը, հետևել արտադրված լեղու քանակին, խնամքով վերաբերվել դրենաժին: Պետք է ուշադրություն դարձնել դրենաժը մաշկին ֆիքսող թելին: Թելի կտրման դեպքում, անհրաժեշտ է դիմել բժշկին, որպեսզի դրենաժը կրկին կարվի և ֆիքսվի:

Եթե դրենաժի կողքից (մաշկի մուտքի շրջանից) նկատվում է լեղու արտահոսք, ապա պետք է կատարել խողանգիողդրենաժի լվացումներ:

Դրենաժի լվացման համար անհրաժեշտ պարագաներ
Բժշկան ձեռնոց
Ֆիլ. լուծույթ 09% - 10ml
Ներարկիչ 20մլ

Կատարման տեխնիկա՝ հազնել ձեռնոցները, պարկը անջատել խողանգիողդրենաժից, ֆիլ լուծույթով հավաքված ներարկիչը ամրացնել դրենաժին և մխոցով ֆիլ լուծույթը ներարկել դրենաժի մեջ՝ 2-3 անգամ: Այս գործողությունը կատարել օրը 1-2 անգամ, ըստ բժիշկի ցուցման կարելի է ավելի հաճախ: